Работа 4.7.2 Эффект Поккельса

Шарапов Денис, Б05-005

Содержание

1	Аннотация	2
2	Теоретические сведения	2
3	Результаты измерений и обработка данных 3.1 Исследование интерференции рассеянного света	2 2 3
4	Вывод	3
5	Приложение	4

1 Аннотация

Цель работы: исследовать интерференцию рассеянного света, прошедшего кристалл; наблюдать изменение характера поляризации света при наложении на кристалл электрического поля.

В работе используются: гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития, матовая пластина, экран, источник высоковольтного переменного и постоянного напряжения, фотодиод, осцилограф, линейка.

2 Теоретические сведения

Эффект Поккельса — изменение показателя преломления света в кристалле под действием электрического поля.

Рассмотрим кристалл ниобата лития LiNbO₃ с цетрольноосевой симметрией вдоль оси Z. Для световой волны с \mathbf{E} перпендикулярно Z показатель преломления будет n_o , а для волны с \mathbf{E} вдоль $Z-n_e$. В случае, когда луч света идёт под углом θ к оси, есть два значения показателя преломления n_1 и n_2 : $n_1=n_o$ для волны с \mathbf{E} перпендикулярным плоскости (\mathbf{k} , \mathbf{Z}) (обыкновенная волна) и n_2 для волны с \mathbf{E} в этой плоскости (необыкновенная волна). В последнем случае

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_0^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}.$$
 (1)

Если перед кристаллом, помещённым между поляроидами, расположить линзу или матовую пластинку, то на экране за поляроидом мы увидим тёмные концентрические окружности — результат интерфернции обыкновенной и необыкновенной волн. При повороте выходного поляроида на 90° картина меняется с позитива на негатив (на месте светлых пятен тёмные и наоборот). В случаи, когда разрешённое направление анализатора перпендикулярно поляризации лазерного излучения, радиус тёмного кольца с номером m равен

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_o L)^2}{n_0 - n_e} m,\tag{2}$$

где L — расстояние от центра кристалла до экрана, l — длина кристалла.

Теперь поместим кристалл в постоянное электрическое поле $E_{\rm эл}$, направленное вдоль оси X, перпендикулярной Z. Показатель преломления для луча, распространяющего вдоль Z, всегда n_o . В плоскости (X,Y) возникают два главных направления под углами 45° к X и Y с показателями преломления $n_0 - \Delta n$ и $n_o + \Delta n$ (быстрая и медленная ось), причём $\Delta n = AE_{\rm эn}$. Для поляризованного вертикально света и анализатора, пропускающего горизонтальную поляризацию, на выходе интенсивность на выходе будет иметь вид

$$I_{\text{вых}} = I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right),\tag{3}$$

где $U_{\lambda/2}=\frac{\lambda}{4A}\frac{d}{l}$ – *полуволновое напряжение*, d – поперечный размер кристалла. При напряжении $U=E_{\rm эл}d$ равном полуволновому сдвиг фаз между двумя волнами равен π , а интенсивность света на выходе максимальна.

3 Результаты измерений и обработка данных

3.1 Исследование интерференции рассеянного света




Рис. 1: Схема для наблюдения интерференционной картины

В схеме, изображенной на рис. 1 получим интерфереционную картину. Измерим радиусы r(m) тёмных колец при расстоянии L=60 см и результаты запишем в таблицу 1. На рис. 2 изобразим график зависимости $r^2=f(m)$.




Рис. 2: График зависимости квадрата радиуса кольца от порядка минимума

Из МНК получим угловой коэффициент

$$k = 4,36 \pm 0,04 \text{ cm}^2.$$

Откуда при значениях из таблицы 1 получим

$$n_0 - n_e = 0, 11 \pm 0, 01.$$

3.2 Изменение характера поляризации света при наличии внешнего поля




Рис. 3: Схема для изучения двойного лучепреломления в электрическом поле

Для скрещенных поляризаций при напряжениях $U=(2k-1)U_{\lambda/2}$ наблюдается максимум интенсивности, при $U=2kU_{\lambda/2}$ - минимум, здесь k - натуральное число. Для параллельных поляризаций ситуация противоположная

Напряжения, соответствующие последовательным экстремумам интенсивности для разных поляризаций, содержатся в таблице $3.\ B\ 100$ делениях шкалы блока питания $1,5\ kB$. Погрешность измерения напряжения примем равной 1 делению, или $15\ B$.

По таблице 3 найдем среднее значение полуволнового напряжения; погрешность его определения складывается из приборной погрешности и случайной, сопоставимых по величине, поэтому оценим ее как $2 \cdot 10$ В:

$$U_{\lambda/2} \approx 30 \text{ дел} = 450 \text{ B}.$$

4 Вывод

Рассмотрен эффект Поккельса: несколькими способами определено полуволновое напряжение, оно совпадает в пределах погрешности и равно $U_{\lambda/2}\approx 460~{\rm B}$. Получены фигуры Лиссажу, отражающие зависимость интенсивности выходного сигнала от подаваемой амплитуды напряжения I(U) при скрещенных и параллельных поляризациях. Картинки для поляризаций отличаются по фазе на $\pi/2$.

5 Приложение

Таблица 1: Параметры установки


n_0	λ , mkm	l, mm
2,29	0,630	26


Таблица 2: Радиусы темных колец при расстоянии $L=60~{
m cm}$

m	1	2	3	4	5	6	7	8
r, cm	1,8	2,7	3,5	4, 2	4,7	5, 1	5, 6	5,9

Таблица 3: Измерение последовательных напряжений, соответствующих минимумам/максимумам интенсивности для скрещенных и параллельных поляризаций

	Скрещенные поляризации	Параллельные поляризации
$U_{\lambda/2}$, дел	30	28
$U_{\lambda/2}$, B	450	420
$2U_{\lambda/2}=U_{\lambda}$, дел	60	60
$2U_{\lambda/2} = U_{\lambda}, B$	900	900
$3U_{\lambda/2}=U_{3\lambda/2},$ дел	92	92
$3U_{\lambda/2} = U_{3\lambda/2}, B$	1380	1380








Рис. 4: Фигуры Лиссажу для параллельных поляризаций при различных амплитудах напряжения U: (a) $U=U_{\lambda/2}$, (b) $U=U_{\lambda}$, (c) $U=U_{3\lambda/2}$